

EKG elektrody Kendall pro dlouhodobý monitoring

Elektrody Kendall pro dlouhodobý monitoring se vyznačují vysoce kvalitním senzorem **Ag/AgCl** a **“patentkovým” (press-stud) konektorem**, který zaručuje jednoduché a spolehlivé připojení svodů. **Nejširší spektrum nosných materiálů** pak uživateli umožňuje výběr nejvhodnější elektrody pro každého pacienta a situaci.

Tzv. **“pevný hydrogel”** je u všech elektrod Kendall adhezivní a vodivý a neulpívá na kůži. Jako naprosto nový prvek u některých typů uvádíme nyní na trh **nový “rychlý” gel s unikátním složením**, mající schopnost dále redukovat impedanci povrchu kůže během aplikace.



H92SG
REF 31.1925.21

Nový „rychlý“ pevný hydrogel, pěnový nosič, oválný tvar pro snazší umístění, 48x34 mm



H98SG
REF 31.1986.21

Nový „rychlý“ pevný hydrogel, mikropórový nosič, Ø 60 mm



H99SG
REF 31.1996.21

Nový „rychlý“ pevný hydrogel, látkový nosič, Ø 55 mm

NOVINKA!



H36SG
REF 31.1400.21

Nový „rychlý“ pevný hydrogel, pěnový nosič, obdélníkový tvar pro snazší umístění, zesílený střed elektrody snižující pohybové artefakty, 36x45 mm



7305
BioTac™ Ultra Foam
REF 50007305

Hydrogel, pěnový nosič, 44x47 mm



7505
BioTac Tape
REF 31043162

Hydrogel, mikropórový nosič, 47x47 mm



7605
BioTac Cloth
REF 31043170

Hydrogel, látkový nosič, 47x47 mm



Medi-Trace™ 200
REF 31050522


Hydrogel, pěnový nosič, Ø 35 mm

Označení	REF kód	ks v sáčku	ks v krabici	ks v kartonu
H92SG	31.1925.21	50	500	6000
H98SG	31.1986.21	30	300	3600
H99SG	31.1996.21	30	300	3600
H36SG	31.1400.21	30	300	3600
7305 BioTac Ultra	50007305	50	-	600
7505 BioTac Tape	31043162	50	-	600
7605 BioTac Cloth	31043170	50	-	600
Medi-Trace 200	31050522	100	-	1000

tyco
Healthcare

KENDALL

Víceúčelové EKG elektrody Kendall



H34SG
REF 31.1946.21

nový „rychlý“ pevný hydrogel, rtg-průhledný karbonový střed, senzor Ag/AgCl, **extra zvýšená adheze** zvláště vhodná pro zátěžové testy a Holtera, **brusný okraj pro přípravu kůže**, **pěnový nosič**, Ø 45 mm (testována na 72 hodin použití, může zůstat na místě během mytí či sprchování).




AV 3010.50
REF 31452405

pevný hydrogel, rtg-průhledný karbonový střed, senzor Ag/AgCl, **extra zvýšená adheze**, zvláště vhodná pro zátěžové testy a Holtera, **brusný okraj pro přípravu kůže**, **vinylový nosič**, Ø 45 mm

Označení	REF kód	ks v sáčku	ks v krabici	ks v kartonu
H34SG	31.1946.21	30	300	3600
AV 3010.50	31452405	50	-	2000

EKG elektrody Kendall pro ZÁTĚŽOVÉ testy & Holtera



H91SSG
REF 31.1917.21


senzor Ag/AgCl, „press-stud“ konektor, pěnová, **nový „rychlý“ pevný hydrogel**, **adhezivum zvláště vhodné pro zátěžové testování EKG** oválný tvar pro snadné umístění, ekonomická řada, 48x34 mm

NOVINKA!



H34LG
REF 31.1345.21

tekutý gel, senzor Ag/AgCl, „press-stud“ konektor, **extra zvýšená adheze**, zvláště vhodná pro zátěžové testy a Holtera, pěnový nosič, Ø 45 mm



H71SG
REF 31.1715.21

senzor Ag/AgCl, „press-stud“ konektor, pěnový nosič, **nový „rychlý“ pevný hydrogel**, s úchytným prořezem pro patientský svod, určeno především pro Holter EKG, 52x58 mm



Medi-Trace 530
REF 31013926

senzor Ag/AgCl, „press-stud“ konektor, **pěnový nosič**, oblá, určena pro použití s Holterem & zátěžové testování, Ø 45 mm

Označení	REF kód	ks v sáčku	ks v krabici	ks v kartonu
H91SSG	31.1917.21	50	500	6000
H34LG	31.1345.21	30	300	3600
H71SG	31.1715.21	30	300	3600
Medi-Trace 530	31013926	30	-	600

EKG elektrody Kendall pro dlouhodobý monitoring- menší rozměry, vhodné zvláště pro pediatrii, neurologii a speciální aplikace



H135SG
REF 31.1355.21

senzor Ag/AgCl s „press-stud“ konektorem, **nový „rychlý“ pevný hydrogel, pěnový nosič,** Ø 35 mm



H135TSG
REF 31.1355821

stejná jako H135SG, ale vybavena rtg-průhledným karbonovým středem, vhodná pro MRI & všechny ostatní aplikace s RTG



H124SG
REF 31.1245.21

senzor Ag/AgCl, „press-stud“ konektor, **nový „rychlý“ pevný hydrogel, pěnový nosič,** Ø 24 mm



H93SG
REF 31.1935.21

senzor Ag/AgCl s „press-stud“ konektorem, **nový „rychlý“ pevný hydrogel, pěnový nosič,** 35x26 mm



REF 31118733
REF 31439725

Medi-Trace Mini 100 hydrogel, pěnový nosič, Ø 30 mm
REF 31118733
i
Medi-Trace 133 hydrogel, pěnový nosič, Ø 36 mm
REF 31439725

NOVINKA!



H140SG
REF 31.1406.21

senzor Ag/AgCl s „press-stud“ konektorem, **nový „rychlý“ pevný hydrogel, mikropórový nosič,** Ø 40 mm

NOVINKA!



H141SG
REF 31.1416.21

senzor Ag/AgCl s „press-stud“ konektorem, **nový „rychlý“ pevný hydrogel, pěnový nosič,** Ø 40 mm




H59P
REF ES40076

senzor Ag/AgCl, „press-stud“ konektor, **POUZE pevný hydrogel, bez lepidla, umožňuje repozici, látkový nosič,** 35x22 mm



H49P
REF ES40030

stejná jako H59P, ale rozměr 35x35 mm



H69P
REF ES40281

stejná jako H59P, ale rozměr 22x22 mm

Označení	REF kód	ks v sáčku	ks v krabici	ks v kartonu
H135SG	31.1355.21	50	500	6000
H135TSG	31.1355821	50	500	6000
H124SG	31.1245.21	50	500	6000
H93SG	31.1935.21	50	500	6000
H140SG	31.1406.21	30	300	3600
H141SG	31.1416.21	30	300	3600
H49P	ES40030	30	-	450
H59P	ES40076	30	-	450
H69P	ES40281	30	-	450
Medi-Trace Mini 100	31118733	100	-	1000
Medi-Trace 133	31439725	3 ks na proušku	-	600



EKG elektrody Kendall s tekutým gelem pro krátkodobé monitorování (maximálně do 24 hodin)

Elektrody s tekutým gelem mají velmi **nízkou kožní impedanci** a proto jsou ideální pro **akutní použití**, jako je monitorování během a po **defibrilaci**. Tyto elektrody je také možno použít pro **zátěžové testy** a další **krátkodobé aplikace**.

Tyto elektrody poskytují vynikající kontakt s pokožkou pacienta, tudíž zde není potřebná předběžná příprava pacientovy kůže před jejich použitím. Tato skutečnost může značně zredukovat náklady a ušetřit čas.



H66LG
REF 31.1663.21

tekutý gel,
Ag/AgCl senzor,
„press-stud“
konektor,
pěnový nosič,
Ø 55 mm



H98LG
REF 31.1985.21

tekutý gel,
Ag/AgCl senzor,
„press-stud“
konektor,
mikroporový nosič,
Ø 60 mm



H99LG
REF 31.1995.21

tekutý gel,
Ag/AgCl senzor,
„press-stud“
konektor,
látkový nosič,
Ø 40 mm

NOVÁ!



H140LG
REF 31.1405.21

tekutý gel,
Ag/AgCl senzor,
„press-stud“
konektor,
mikroporový nosič,
Ø 40 mm

NOVÁ!



H141 LG
REF 31.1415.21

tekutý gel,
Ag/AgCl senzor,
„press-stud“
konektor,
pěnový nosič,
Ø 40 mm

Označení	REF kód	ks v sáčku	ks v krabici	ks v kartonu
H66LG	31.1663.21	30	300	3600
H98LG	31.1985.21	30	300	3600
H99LG	31.1995.21	30	300	3600
H140LG	31.1405.21	30	300	3600
H141LG	31.1415.21	30	300	3600

VÝROBKY PRO PŘÍPRAVU KŮŽE



Vždy (Every) je dobrý důvod k přípravě kůže.....naší speciální pastou.

- zlepšuje kvalitu signálu
- zlepšuje přilnavost elektrod
- díky sníženému kožnímu odporu snižuje počet artefaktů
- čistí kůži



Označení	REF kód	ks v krabici	ks v kartonu
Every 50 g	355000050	50	400
Every 160 g	3550000160	24	192

Indikační schéma*

indikace	Dospělí	děti
dlouhodobá monitorace	H92SG, H34SG, H36SG, H98SG, H99SG BioTac řada, Medi-Trace 200 AV3010.50	H135SG, H124SG Medi-Trace Mini 100 H59P, H49P, H69P, H93SG, H140 SG, H141SG
krátkodobá monitorace	H66LG, H98LG, H99LG, H34LG	H135SG, H124SG Medi-Trace Mini 100 H59P, H49P, H69P, H93SG, H140 SG, H141SG
klidové EKG	CA 610, H914SG Q-Trace electrody	CA610 Q-Trace electrody
RTG, CT, MRI	H34SG AV3010.50	H135TSG
zátěžové testy	H34SG, H34LG, H91SSG, H71SG, Medi-Trace 530	H140 LG, H141LG, H135SG
Holter	H34SG, H34LG, H71SG, H91SSG, Medi-Trace 530	H140 LG, H141LG H135SG
Intervenční kardiologie	H34SG, AV 3010.50, H135TSG	H135TSG
EMG, evokované potenciály, speciální použití	H124SG, Medi-Trace 133 H93SG	H124SG, Medi-Trace 133 H93SG

* Toto indikační schéma je založeno na naší tržní zkušenosti a představuje pouze naše doporučení. Elektrody, které jsou zvýrazněny tučně, patří mezi nejčastěji používané elektrody Kendall v Evropě.

Ostatní dostupné monitorovací příslušenství:

- novorozenecké elektrody s integrovaným vodičem
- opakovatelně použitelné končetinové svorkové a hrudní balónkové EKG elektrody
- monitorovací, diagnostické a Holter EKG náhradní kabely
- kontaktní média – ultrazvukov_ a EKG gel a krém
- papíry pro EKG přístroje a video printer papíry
- teplotní čidla & propojovací kabely
- konvenční a **NOVÉ** ještě bezpečnější fetální elektrody, intraděložní tlakové katetry & příslušenství
- čidla pro pulsní oximetrii & propojovací kabely


NOVÉ!

CADENCE™ multifunkční defibrilační elektrody

pro EKG monitoring, defibrilaci, externí pacing a synchronizovanou kardio-versi

- bezpečné
- rychlé
- jednoduché

Kontaktujte svého prodejce o další informace.



Diagnostické (klidové) EKG elektrody Kendall


Jednorázové „TAB“ EKG elektrody

Ag/AgCl senzor v různých provedeních, vhodný pro „krokodýlkový“ konektor, vinylový nosič; vodivý přilnavý hydrogel pokrývá celou plochu kontaktu s kůží; TAB konektor



CA610 KENDALL Care
REF 31447793

23x32 mm




Q-Trace™ 5400
REF 31433538

23x25 mm



Q-Trace Gold 5500
REF 30807732

22x31 mm



N91 TAB Adapter
REF 3390.0400.01

Univerzální konektor pro „press-stud“ a „TAB“ elektrody


Běžné klidové EKG elektrody na jedno použití



Nyní k dispozici i jako RTG transparentní!

H914SG REF 31.1914.21
RTG transparentní:
H914TSG REF 31.1914821

jednorázová EKG elektroda, Ag/AgCl senzor, **nový „rychlý“ pevný hydrogel**, 48x34 mm, **pěnový nosič**, kompatibilní se 4 mm banánovou zástrčkou

Veškeré produkty na této stránce neobsahují latex ani PVC. 

Označení	REF kód	ks v sáčku	ks v krabici	ks v kartonu
CA610	31447793	100	1000	4000
Q-Trace 5400	31433538	100	1000	4000
Q-Trace Gold 5500	30807732	100	500	2000
H914SG	31.1914.21	30	300	3600
H914TSG	31.1914821	30	300	3600
N91 TAB konektor	3390.0400.01	1	-	-

CE TM Obchodní značka Tyco Healthcare Group LP nebo přidružené společnosti. Výrobce: Tyco Healthcare Kendall-LTP, The Ludlow Company LP Canada.
© 2005 Tyco Healthcare Group LP. Všechna práva vyhrazena.

M-EL-ECGFold/CZ

tyco
Healthcare

KENDALL

Dovozce pro Českou Republiku:

GPS Praha, spol. s r.o.
Cernokostelecká 15
100 00 Praha 10
tel: 00420 - 274779735
fax: 00420 - 274775982

Dovozce pro Slovenskou Republiku:

Inforama a.s.
Stredisko Zvolen
Lieskovská cesta 468
960 01 Zvolen
Slovenská republika
tel.: +421 45 5360139 - 40
fax.: +421 45 5360141
mobil: +421 907 895099

TYCO Healthcare Local Representative:

TYCO Healthcare
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
Slovenska republika
tel: + 421 2 43421942
fax.: + 421 2 43421935

EKG

Elektrody

HYDROGELOVÉ
ELEKTRODY

ELEKTRODY
S TEKUTÝM GELEM

DIAGNOSTICKÉ EKG
ELEKTRODY

VÝROBKY
PRO PŘÍPRAVU
KŮŽE



KDE KVALITA VEDE...

tyco

Healthcare



KENDALL

EKG Elektrody

EKG elektrody Kendall vyhovují požadavkům všech oddělení celé nemocnice, včetně jednotek intenzivní péče, operačních sálů, ambulancí, lůžkových oddělení i záchranných služeb. Kompletní škála nabízí elektrody pro veškeré indikace.

Program

Pokrokové výrobní technologie zajišťují bezpečnou, spolehlivou a ekonomicky výhodnou řadu produktů zahrnující:

- **rozmanité tvary elektrod** pro jednoduchou aplikaci na různé anatomické lokality
- **širokou škálu nosičů** vyhovujících všem typům kůže
- **patentované složení gelů**, které překonávají elektrické standardy AAMI
- **nedráždivá a nesenzibilizující lepidla**, vyrobená tak, aby minimalizovala možnost alergické reakce
- **výrobky bez latexu**
- **dvouletou životnost** všech elektrod od data výroby, která je přehledně označena  a sáčcích, krabicích a kartonech 
- **balení elektrod volně po kusech**, na požádání také ve speciálních konfiguracích

...vstřícný Vašim potřebám